

# SILADENT Frühjahrsangebote

## SilaPrint LCD 4K

nur  
**8.153,44 €**  
statt  
~~10.871,25 €~~

NEU



### Einführungspreis

- ✓ großer 4K Bauraum
- ✓ 10 - 300 µm Schichtstärke
- ✓ Sicheres Drucken mit Luftfilterung
- ✓ Intuitive Steuerung & Bedienerfreundlichkeit

**Leasing Light**  
72 Mon. á **134,53 €**

### ✓ Offenes System

Der SilaPrint 4K Monochrom ist ein offenes System. Fremdharze können mit selbst erarbeiteten Profilen verarbeitet werden. Für SILADENT Materialien stehen voreingestellte Strategien zur Verfügung.

### ✓ Druckgeschwindigkeit

Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Schichtstärke und Material. Bei 50 µm in der Z-Achse können ca. 30mm/Std erreicht werden.

SilaPrint LCD 4K +  
5 x 1.000 ml SilaPrint model II



**10%  
RABATT**

## Otoflash G171

Polymerisationsgerät mit Blitzlicht und Schutzgasvorrichtung


Das Blitzerät ermöglicht die Photopolymerisation aller lichthärtenden Materialien im Wellenlängenbereich 280-580 nm.

REF 267900 ~~2.590,00~~ **2.331,00 €**



# Splint PMMA BioStar

**2+1  
AKTION**



Thermoplastisches Acrylpolymer auf der Basis von Methylmethacrylat (PMMA)

REF 250115	H 15 mm	30,00 €
REF 250116	H 20 mm	35,00 €
REF 250117	H 25 mm	40,00 €



# Splint Memory

**2+1  
AKTION**

Ein anpassungsfähiger, intelligenter und langlebiger Blank für höchsten Tragekomfort.




REF 250127	H 16 mm	75,90 €
REF 250128	H 20 mm	79,90 €
REF 250129	H 25 mm	85,20 €



# DD Bio Splint FLEX

**2+1  
AKTION**



DD Bio Splint FLEX sind transparente dentale Fräsrohlinge aus PETG für die Herstellung von flexiblen Aufbisschienen, therapeutischen Schienen, Bisregulatoren und Bohrschablonen für den kurzzeitigen Einsatz in der Mundhöhle von bis zu 30 Tagen.

REF 255492	H 20 mm	55,00 €
------------	---------	---------



**Nutzen Sie unsere Bestell-Hotline 0 53 21 - 37 79 - 0 oder unseren ONLINE-Shop unter [www.siladent.de](http://www.siladent.de)**

Alle Preise dieses Flyers gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt. Die Angebote sind gültig bis zum **30.08.2022** oder **solange der Vorrat reicht**, längstens bis zum genannten Termin. Sonstige Rabatte oder Sonderkonditionen können für diese Angebote nicht gewährt werden.

Stand der Informationen: 04/2022 / Druckdatum 04/2022

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH · Im Klei 26 · D-38644 Goslar · Tel.: +49 (0) 53 21 - 37 79-0 · Mail: [info@siladent.de](mailto:info@siladent.de)