

# SUMMER DEALS



**JETZT KOSTENFREI TESTEN**



## DentaBRIDGE

Mit DentaBRIDGE wird die Konstruktion von Kronen und Brücken zum automatisierten Prozess.

Die generative KI von DentalTwin versteht die Biologie des Patienten und erstellt passgenaue Designs, die keine manuelle Nachbesserung mehr erfordern. Ob Einzelkrone oder komplexe Brücke – Sie erhalten in kürzester Zeit ein Ergebnis, das perfekt sitzt und natürlich aussieht.

### JETZT TESTEN

Kostenfrei registrieren und kostenlos **5 Fälle** testen.



Vollautomatische Workflows



Multiple Kronen & Brücken auch in beiden Kiefern



Cloud-basierte Systemarchitektur



Nahtlose Integration



KI-trainierte anatomische Intelligenz

# KOMPAKTES SLM SYSTEM

## 2Create Desktop



Das neueste 2Create-System bringt die bewährte Technologie ins Desktop-Format und ermöglicht so einen einfachen, kosteneffizienten Einstieg in die additive Metallfertigung.

Beschleunigen Sie Ihren Workflow und realisieren Sie die effiziente Fertigung von Kronen, Brücken, Stegen und Modellgüssen im SLM-Verfahren – präzise und zuverlässig aus CoCr und Titan. Profitieren Sie von optimierten Prozessen, reduzierten Durchlaufzeiten und maximaler Wirtschaftlichkeit



### SAFETY FIRST:

CE-Zertifizierte Maschinen- und Prozesssicherheit nach den höchsten deutschen Industriestandards.



### SCHNELLER DRUCK:

Eine vollständig bedruckte Plattform in nur 3 Stunden.



### GERINGE BETRIEBSKOSTEN:

Niedriger Energieverbrauch, langlebiger Filter, minimaler Wartungsaufwand.



### OPTIMALE PARAMETER:

Weniger Nachbearbeitung erforderlich.



### BIS ZU 47% GÜNSTIGER

2Create Desktop macht den Einstieg finanziell noch attraktiver.



BUNDLE ANGEBOT

## 2Create Desktop

2Create Desktop inkl. CAM Software 2Build*	68.000,00 €
2Sieve Siebstation	13.300,00 €
2Clean Vakuumsystem (nicht reaktive Materialien)	9.950,00 €
Metal Glow Spannungs Glühofen	8.085,00 €
Dental Metallsäge	2.780,00 €
Starterset - Dental Package	950,00 €
3x CoCr BioStar Pulver 5 kg	3585,00 €
Bis zu 3-tägige Installation/Schulung	3.000,00 €
Frachtkosten (bei ebenerdigem Zugang)	1.000,00 €

110.650,00 €

**97.947,00 €**

\*CAM Lizenz für 12 Monate, danach 1.800 € p.a.

PERFECT MATCH

# DLyte Poliersysteme

# DLyte

Die DLyte Poliersysteme bringen mit der DLyte-Technologie die perfekte Lösung für Labore mit hohem Durchsatz an Versorgungen.

Schließen Sie die Lücke in Ihrem Workflow: Während SLM für maximale Geschwindigkeit in der Fertigung sorgt, wird das Polieren schnell zum Bottleneck. Mit der DLyte-Technologie automatisieren Sie diesen Prozess und realisieren die effiziente Nachbearbeitung von Kronen, Brücken, Stegen und Modellgüssen.

■ Exzellente Ergebnisse

- ✓ Erhält Geometrien des Werkstücks
- ✓ Sehr geringe Oberflächenrauheit
- ✓ Homogene Ergebnisse
- ✓ Saubere und biokompatible Oberflächen
- ✓ Erhöht Korrosionsbeständigkeit

■ Nutzerfreundlich & praktisch

- ✓ Kontrollierbare & reproduzierbare Ergebnisse
- ✓ Effiziente High-End Politur
- ✓ Geringer Wartungsaufwand
- ✓ Einfache Bedienung ohne Peripherie
- ✓ Geringer Platzbedarf

BUNDLE ANGEBOT

## DLyte 1D

DLyte 1D CoCr (z.Z. noch eine Cathode verbaut)	28.500,00 €
Cathode Set Dry - Electrolyte 1D	4.000,00 €
Holder 4 RPD initial Kit D1	1.000,00 €
CoCr 04 - DLyte 01-MSA G L130 S1 Electrolyt	750,00 €
CoCr 01 - DLyte 01-MSA S S1 Electrolyt	750,00 €
Frachtkosten	500,00 €
Installation & Schulung	1.500,00 €

*Aufpreis für Titanbearbeitung: DLyte 1D+HF CoCr / Ti 6.500 €*

~~37.000,00 €~~ **27.750,00 €**



BUNDLE ANGEBOT

## DLyte mini Basic Plus

DLyte mini Basic Plus	12.950,00 €
CoCr 04 DLyte 01-MSA G L130 for SMini Electrolyt	375,00 €
CoCr 18 DLyte 01-S L233 for SMini Electrolyt	375,00 €
Cleaning Liquid 5L	375,00 €
Zustellkosten DLyte	300,00 €
Schulung online	500,00 €

~~14.875,00 €~~ **12.450,00 €**





# HTS-2/M/Zirkon-120



Der HTS-2/M/ZIRKON-120 ist ein leistungsstarker Sinterofen mit Lifttür, der bis zu zwei Sinterschalen (Ø 120 mm, Höhe 30 mm) gleichzeitig verarbeitet. Vier hochwertige MoSi<sub>2</sub>-Heizelemente ermöglichen sowohl konventionelles Langzeitsintern als auch SPEED-Sintern mit Aufheizraten von bis zu 120 °C pro Minute und einer Maximaltemperatur von 1650 °C.

Bis zu 30 Programme in vier Gruppen und frei programmierbare Abläufe mit bis zu neun Stufen bieten maximale Flexibilität. Zusatzfunktionen wie lineares Abkühlen, Vortrocknen, belüftetes Aufheizen und Speed Cooling sorgen für optimale Ergebnisse.

Die intuitive Steuerung erfolgt über ein übersichtliches LCD-Display. Eine Timer-Funktion für automatisierte Startzeiten sowie integrierte Serviceprogramme erleichtern Wartung und Betrieb im Alltag.

**NEU: mit Glaze-Funktion**

AKTIONSPREIS

~~9.700,00 €~~


**7.750,00 €**



# DDcubeY<sup>®</sup> HL


DD cubeY<sup>®</sup> HL ist ein höchstästhetisches Hybridlayer-Zirkonoxid für monolithische und anatomisch reduzierte Restaurationen – von Einzelkronen bis zu großspannigen Brücken. Die Kombination aus 5Y- und 3Y-Zirkon vereint hohe Transluzenz mit ausgezeichneter Stabilität von über 800 MPa im inzisalen Bereich.

Die natürliche »yellow-warm«-Ästhetik, die präzise Farbschichtung und die Verfügbarkeit in allen 16 VITA-Farben sorgen für harmonische und lebendige Ergebnisse im Front- und Seitenzahnbereich.



AKTIONSPREISE

H 16mm	H 20mm	H 25mm
225,- €	295,- €	345,- €
<b>99,- €</b>	<b>129,- €</b>	<b>155,- €</b>



**Alle Farbvarianten**



## Vinyl UXD



AKTIONSPREIS

~~14.990,00 €~~

**11.990,00 €**

Der Vinyl UXD verbindet höchste Scanpräzision mit einem innovativen Bedienkonzept. Vier Kameras, drei Projektoren und ein leistungsstarker 3D-Sensor ermöglichen eine schnelle und exakte Datenerfassung in vier Qualitätsstufen für maximale Detailtiefe oder besonders effiziente Scanprozesse.

Das besondere Highlight ist das innovative UX-Modul: Durch Gestensteuerung und intelligente Hilfsprojektionen lassen sich viele Arbeitsschritte direkt am Scanner ausführen. Icons und visuelle Hinweise werden direkt auf die Systemplatte projiziert.

Die großzügige XL-Systemplatte ermöglicht zudem das komfortable Scannen verschiedenster Artikulatoren und komplexer Arbeiten.

Highlights:

- UX-Modul mit Gestensteuerung & intelligenten Hilfsprojektionen
- 4 Kameras & 3 Projektoren für präzise Datenerfassung
- 4 Qualitätsstufen
- Automatische Z-Achse für optimale Objektpositionierung
- XL-Systemplatte für komfortable Artikulator- und Modellscans
- Offenes System

### exocad BUNDLE OPTION

Als offizieller exocad-Partner unterbreiten wir Ihnen gern auch ein attraktives Kombi-Angebot für Scanner & Software.



## Vinyl HR

Der Vinyl HR steht für kompromisslose Präzision bei anspruchsvollen zahntechnischen Arbeiten. Mit hochauflösender 3,2-Megapixel-Kamera und moderner Blaulicht-LED-Technologie erfasst der Scanner selbst feinste Details zuverlässig und exakt.

Dank flexibler Qualitätsstufen lässt sich der Workflow optimal zwischen maximaler Genauigkeit und hoher Geschwindigkeit anpassen. Die robuste Bauweise mit geschütztem Innenraum, automatischer Z-Achse und großzügiger Systemplatte sorgt für komfortables Arbeiten – auch bei komplexen Implantat- und Stegkonstruktionen.

Highlights:

- Hochauflösende 3,2 MP Kamera & Blaulicht-Technologie
- 2 Qualitätsstufen für Präzision oder Geschwindigkeit
- Große Systemplatte für vielseitige Anwendungen
- Offenes System mit nahtloser CAD-Anbindung

### exocad BUNDLE OPTION

Als offizieller exocad-Partner unterbreiten wir Ihnen gern auch ein attraktives Kombi-Angebot für Scanner & Software.



AKTIONSPREIS

~~12.990,00 €~~

**9.990,00 €**

## Splint PMMA BioStar

Splint PMMA BioStar sind transparente thermoplastische Rohlinge auf der Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) und für die Herstellung von Aufbisschienen geeignet. Im CAD/CAM Verfahren erreichen sie reproduzierbare Ergebnisse mit geringem Nachbearbeitungsaufwand.

H 15 mm	clear	REF 250115	33,00 €
H 20 mm	clear	REF 250116	40,00 €
H 25 mm	clear	REF 250117	45,00 €
H 30 mm	clear	REF 250118	52,00 €

\*30% Rabatt beim Kauf von mindestens 10 Stk. Mischung von Höhen möglich.



## Splint Memory

Anpassungsfähiger, intelligenter und langlebiger Blank für höchsten Tragekomfort. Splint Memory gleicht Ungenauigkeiten durch seinen patentierten Thermemory-Effekt aus. Das Material wird bei Körpertemperatur flexibel und passt sich somit optimal an die Zahnoberfläche an.

H 16 mm	clear	REF 250127	79,00 €
H 20 mm	clear	REF 250128	85,00 €
H 25 mm	clear	REF 250129	89,00 €

\*30% Rabatt beim Kauf von mindestens 10 Stk. Mischung von Höhen möglich.



## Splint Memory MSI®

Die weltweit erste biomimetische Fräsronde ihrer Klasse, welche aufgrund der einzigartigen MSI® Technologie die Adhäsion von Biofilmen im Mundmilieu auf natürliche Art und Weise verhindert.

H 16 mm	oceanblue	REF 250138	93,00 €
H 20 mm	oceanblue	REF 250139	98,00 €

\*30% Rabatt beim Kauf von mindestens 10 Stk. Mischung von Höhen möglich.




## DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX sind transparente thermoplastische Rohlinge aus biokompatiblen Copolyester für den medizintechnischen Einsatz. Das Material zeichnet sich durch hohe Flexibilität bei gleichzeitig hoher Schlagzähigkeit aus. Im CAD/CAM Verfahren erreichen sie reproduzierbare Ergebnisse mit geringem Nachbearbeitungsaufwand.

H 20 mm	clear	REF 255492	60,00 €
---------	-------	------------	---------

\*30% Rabatt beim Kauf von mindestens 10 Stk. Mischung von Höhen möglich.



## Poly BioStar ML

Poly BioStar ML besteht aus einem mehrschichtigen Acrylpolymer und bietet ein ästhetisches, natürliches Ergebnis. 100 % mineralische Pigmente garantieren eine dauerhafte, unveränderliche Färbung. Poly BioStar ML ist hypoallergen (sehr geringer Restmonomeranteil), die Fräsrohlinge sind leicht zu fräsen und zu polieren. Lieferbar in alle 16 VITA Farben.



 **Alle Varianten**

\*30% Rabatt beim Kauf von mindestens 10 Stk. Mischung von Höhen möglich.



## Löffelmaterial: Silatray & LuxoTray

Lichthärtende Löffelmaterialien auf Acrylatbasis für Funktionslöffel, Bisschablonen und Registrierplatten. Erhältlich als vorgeformte Schablonen für Ober- und Unterkiefer in verschiedenen Farben.

Stärke: Silatray 2,2 mm ; LuxoTray: 2,5 mm

SilaTray			LuxoTray		
50 Stk.	blau	REF 102901	50 Stk.	rosa	REF 03-3035
		<b>56,00 €</b>			<b>53,00 €</b>
50 Stk.	rosa	REF 102902	50 Stk.	transp.	REF 03-3045
		<b>56,00 €</b>			<b>53,00 €</b>
50 Stk.	transp,minzgeschmack	REF 102903			
		<b>56,00 €</b>			



**3 + 1  
RABATT**

Beim Kauf von 3 Gebinden erhalten Sie ein weiteres kostenlos.

## Edelkorund

Strahlmittel mit einem Reinheitsgrad von 99,8 % (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), sehr hohe Strahlleistung durch enorme Härte und Scharfkantigkeit, keine Silikosegefahr!

25 kg - 250 µm		25 kg - 110 µm		25 kg - 50 µm	
Papiersack	REF 200294	125,- €	Papiersack	REF 200304	125,- €
Karton	REF 202911	129,- €	Karton	REF 203011	129,- €
			Papiersack	REF 200314	125,- €
			Karton	REF 203111	129,- €

Weitere Körnungen auf Anfrage.



**25%  
RABATT**

## Marmorock Saphir

Superhartgips mit Snap-Set-Effekt für präzise und effiziente Modellherstellung. Cremiges Fließverhalten, geringe Expansion und scanfähige, schlierenfreie Farben.

goldbraun			elfenbein		
5 kg Beutel	REF 206600	34,30 €	5 kg Beutel	REF 206610	34,30 €
4x5 kg Beutel	REF 206602	132,20 €	4x5 kg Beutel	REF 206612	132,20 €
maisgelb			lichtgrau		
5 kg Beutel	REF 206620	34,30 €	5 kg Beutel	REF 206630	34,30 €
4x5 kg Beutel	REF 206622	132,20 €	4x5 kg Beutel	REF 206632	132,20 €



**30%  
RABATT**

## Silaform®: Premium Knetsilikone

Je nach Anforderung stehen verschiedene Varianten zur Verfügung: Silaform® mit mittelharte Endhärte, Silaform® 85 K für erhöhte Stabilität sowie Silaform® 80 mittelhart und Silaform® 90 extrahart für besonders anspruchsvolle Anwendungen.

Alle Varianten zeichnen sich durch präzise Detailwiedergabe, gute Bearbeitbarkeit und stabile mechanische Eigenschaften aus und ermöglichen so einen sicheren und flexiblen Einsatz in unterschiedlichen Laborprozessen.

### Kondensationsvernetzende Knetsilikone:

Silaform®			Silaform® 85K		
1,5 kg Dose + 60 ml Härter	REF 102701	32,40 €	1,5 kg Dose + 60 ml Härter	REF 102711	32,40 €
5 kg Eimer + 2 x 60 ml Härter	REF 102702	85,00 €	5 kg Eimer + 2 x 60 ml Härter	REF 102712	85,00 €
20 kg Eimer + 8 x 60 ml Härter	REF 102740	296,00 €	20 kg Eimer + 8 x 60 ml Härter	REF 102713	296,00 €

### Additionsvernetzende Knetsilikone:

Silaform® 90 extrahart 1:1			Silaform® 80 mittelhart 1:1		
2 x 1,5 kg Dose	REF 102704	77,00 €	1,5 kg Dose + 60 ml Härter	REF 127600	77,00 €
2 x 5 kg Eimer	REF 127191	231,00 €	5 kg Eimer + 2 x 60 ml Härter	REF 127603	231,00 €
2 x 9 kg Eimer	REF 102705	389,00 €	20 kg Eimer + 8 x 60 ml Härter	REF 127606	389,00 €



**25%  
RABATT**

## MUSTERAKTION

# SILAVEST® uni 3D

Universell einsetzbare, phosphatgebundene Schnelleinbettmasse:

SILAVEST® uni 3D ist zum Vergießen aller Dentallegierungen geeignet. Anwendungsbereiche sind die Kronen und Brückentechnik in Edelmetall und edelmetallfreien Legierungen und Presskeramik (Lithiumdisilikate). Des Weiteren können aus 3D gedruckten Resinen oder aus PMMA gefräste Kronen und Brücken ausgebrannt werden.

**Jetzt kostenfreies Musterset anfordern!**

**(05321) 37 79 0**



## AKTIONSPREIS

# GRANISIT® RPS

Phosphatgebundene Schnelleinbettmasse für den Modellguss:

GRANISIT® RPS wurde speziell für gedruckte und gefräste Wachs- sowie Kunststoffgerüste entwickelt und überzeugt durch eine cremige Konsistenz, hervorragende Passgenauigkeit und besonders glatte Gussoberflächen. Zudem lässt sich das Material leicht ausbetten.

AKTIONSPREIS

~~257,30 €~~

**179,00 €**

20 kg (50 x 400g)

REF 102332



**Jetzt kostenfreies Musterset anfordern!**

**(05321) 37 79 0**



Kontaktiert uns gern auch unkompliziert via WhatsApp!



Folgt uns auf Social Media!

SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH

Im Klei 26 DE-38644 Goslar

Tel.: 05321 · 37 79-0

info@siladent.de

www.siladent.de

Die Listenpreise gelten zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Alle Angebote sind gültig bis zum 31.08.2026, solange der Vorrat reicht, Irrtümer vorbehalten.